

## Manual de usuario

### Objetivo

El objetivo de esta aplicación consiste en orientar al usuario sobre cómo proceder frente a sus síntomas, indicando si buscar ayuda o simplemente estar atento a la evolución de estos en un plazo de tiempo para volver a realizar el autodiagnóstico. Además, brinda información útil sobre el cuidado e higiene recomendado.

### Navegación básica

Al iniciar la aplicación, se le pedirá un nombre o apodo. Al logearse con dicho nombre, ingresará a un menú principal con dos opciones. Tanto en el login como en el menú estará presente un botón que permite salir de la aplicación. Asimismo, desde las pantallas de autodiagnóstico y recomendaciones se visualizará un botón para volver al menú en cualquier punto del cuestionario.

### Cuestionario de Autodiagnóstico

La principal característica de la aplicación es la posibilidad de realizar un autodiagnóstico. Este consiste de 5 preguntas:

1. ¿Cuál es tu temperatura corporal?
2. ¿Tenés alguno de estos síntomas? (6 síntomas)
3. ¿Viniste del extranjero en las últimas 2 semanas?
4. ¿Estuviste cerca de un caso confirmado o en un lugar donde se haya confirmado uno?
5. ¿Estás en el grupo de riesgo (Mayores de 60 años, embarazadas, persona con patología crónica)?

Según cómo se respondan estas preguntas, se calculará una probabilidad de que el usuario pueda estar presentando síntomas de COVID-19 y se le comunicará al finalizar.